

SUPERFÍCIE

Accionamiento manual por palanca



DJ0056 – DJ0057
Aluminio satinado

Descripción general

- Dosificador de jabón líquido para adosar en la pared fabricado en aluminio.
- Máxima robustez. Ideal para instalar en hospitales, centros de atención sanitaria, centros para la tercera edad, laboratorios y centros de investigación, industria alimentaria, cocinas, etc.
- Dispensación de jabón ajustable a 0,75, 1,0 ó 1,2 ml en función de la viscosidad del producto con que se rellene el dosificador de jabón.
- Dispensa jabón líquido, desinfectantes alcohólicos, lociones, aceite de masaje, etc.


Especificaciones técnicas

Jabones admitidos	<i>Líquidos</i>
Peso (vacío)	<i>1,0 Kg</i>
Capacidad DJ0056	<i>0,5 L</i>
Capacidad DJ0057	<i>1,0 L</i>
Peso neto DJ0056	<i>0,820 Kg</i>
Peso neto DJ0057	<i>0,940 Kg</i>
Cantidad dispensada/pulsación	<i>0,75 / 1,0 / 1,5 ml (ajustable)</i>

Dimensiones

Componentes y materiales

- **DJ0056:** dosificador de jabón líquido de 0,5 L de capacidad, para adosar en la pared fabricado en aluminio anodizado, acabado satinado.
- **DJ0057:** dosificador de jabón líquido de 1,0 L de capacidad, para adosar en la pared fabricado en aluminio anodizado, acabado satinado.
- **CUERPO:** de aluminio anodizado acabado satinado. Alberga depósito de plástico fácilmente extraíble.
- **BOMBA:** de acero inoxidable en ángulo, dispensa Dispensación regulable a 0,75, 1,0 ó 1,5 ml en función de la densidad del producto utilizado.
- **VÁLVULA:** anti-goteo y anti-corrosión, en termo-plástico. Fácilmente reemplazable.
- **PULSADOR:** tipo palanca es de acero inoxidable, acabado brillante.
- **DEPÓSITO:** de polietileno translúcido, de carga independiente, rellenable y esterilizable.




	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
DJ0056	245	82	215	82
DJ0057	290	92	225	90


Dimensiones: ±4%

Altura de instalación recomendada: entre 15 y 20 cm sobre encimera.

Fijar el dosificador de jabón a la pared utilizando tornillos de acero inoxidable y a través de los agujeros de su placa trasera de montaje (agujeros indicados por un "S" en las figuras inferiores).



Pletina fijación pared



Pletina fijación pared

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 02-18 © mediclinics S.A.

