

SUPERFICIE

Automático



DJS0039A
Acabado blanco



DJS0039AB
Acabado negro mate



DJS0039AC
acabado brillante



DJS0039ACS
Acabado satinado

Descripción general

- Dosificador de líquido desinfectante para manos en spray, de accionamiento automático de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared.
 - Estos dosificadores tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics, permitiendo su perfecta integración en cualquier espacio de baño.
 - Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
 - Dispone de un visor de nivel de contenido de líquido, situado en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de líquido disponible dentro del dosificador.
 - Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA (no suministradas) o con un transformador eléctrico de 9V 1A (no suministrado), código Mediclinics: DJS0039A...-TRAFO (código del dispensador de jabón + "-TRAFO").
 - Se recomienda utilizar desinfectantes en forma de spray con las siguientes características:
 - Contenido máximo de alcohol del 85%
 - Densidad < 0.8 kg/dm³
 - Usar productos específicos para spray.
- No admite líquidos desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.**
- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).


Componentes y materiales

- **DJS0039A:** Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco.
- **DJS0039AB:** Acero inoxidable AISI 304 acabado negro mate.
- **DJS0039AC:** Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante.
- **DJS0039ACS:** Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- **TAPA:** abatible para comodidad del operador y facilitar el re-llenado del dosificador. Apertura superior con llave especial Mediclinics suministrada que permite el relleno de jabón.
- **TRASERA:** fabricada con acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de espesor. Se monta a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable de diámetro 4 mm (suministrados) y de 4 tacos de plástico de diámetro 6 mm (también suministrados).
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- **VÁLVULA ANTI-GOTEO:** resistente a la corrosión que dispensa 0,165 ml de jabón por servicio.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	240 x 110 x 120 mm
Capacidad máxima	1 L
Espesor cuerpo, tapa y trasera	0.8 mm
Espesor del tanque interior	2.5 mm
Peso neto	1.25 Kg
Cantidad dispensada /pulsación	0.165 ml

Dimensiones



Dimensiones: ± 4%

- **DETECTOR MANOS:** por infrarrojos. Detecta las manos a 5 cm.
- **ALIMENTACIÓN:** 6 baterías alcalinas AA (no incluidas) u opcionalmente, adaptador de CA. Solicite la referencia DJS0039A / C / CS-TRAFO para recibir el dispensador automático de jabón que se puede conectar a la red eléctrica con el transformador eléctrico.


OPERACIÓN

Coloque una mano debajo de la salida del espray durante aproximadamente un segundo para activar el dispensador. Mantener la mano en esta posición hasta el final de la dosis de jabón.

MONTAJE

ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

Fije el dosificador a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una "S" en la figura siguiente:



ATENCIÓN: no instalar este dosificador dentro de la ducha, ya que sus componentes eléctricos pueden resultar seriamente dañados por el agua y que el dosificador deje de funcionar. En caso de optar por la configuración con transformador eléctrico, instalar éste lejos de cualquier fuente de agua.

Certificados y homologaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 09-22

© mediclinics S.A.

